

NÃO COMPRE ÁGUA A PREÇO DE LEITE



Embora seja o menor e mais leve crioscópio do mundo, pesando apenas 4 kg, possui um dos processadores mais avançados disponíveis no mercado.

Acompanha o Crioscópio:

- Kit de Solução para Calibração: 422/ 530/ 621 (500 ml)
- 24 tubos para crioscopia
- Estante para tubos de crioscopia em aço inox
- Solução Anticongelante (500 ml)
- Manual de Operação
- Cabos para Conexão

**Fabricado dentro das normas
internacionais de instrumentação
ISO 5764/2009 e IDF 108/2009**

INFORMAÇÕES:



Resolução de 0,001°H ou 0,02% água.



Calibração automática e simples.



Tempo de análise: 2 minutos.



Enchimento automático do banho.



Permite a identificação da amostra por números.



Resultados em °C ou °H e com % de água adicionada.



Uso totalmente intuitivo.



Menor crioscópio do mercado:
210 (L) x 220 (P) x 230 (A) mm



Tecnologia do Brasil.