












# MB 120

## ANALISADOR DE UMIDADE HALÓGENO



O MB120 oferece testes mais precisos com rapidez incomparável: até 40% mais rápido que os demais aparelhos por método infravermelho com precisão incomparável.

### Informações

-  Display Touchscreen com navegação intuitiva
-  Gestão de usuários - com acesso em 3 níveis diferentes por senha
-  Possui assistente de nivelamento e guia de ajuda para definir temperatura ideal de análise
-  Permite a pré programação de até 100 produtos
-  Personalização de parâmetros com 4 perfis de secagem e 7 critérios de desligamento diferentes
-  **1000** Armazena mais de 1000 resultados
-  Análise estatística de resultados (gráficos)
-  Pode ser conectada diretamente à impressora
-  Permite impressão de dados (a cada 30 segundos)
-  Portas RS232 e USB - Conexão rápida com um PC ou pen drive
-  Tecnologia dos Estados Unidos.

### Especificações

Resolução %	0,01%
Resolução (g)	0,001
Capacidade (g)	120
Temperatura	40 - 230°C
Repetibilidade 3g (%)	0,05%
Repetibilidade 10g (%)	0,02%
Aquecimento	Halógeno
Idioma Disponível	13 idiomas (incluindo português)
Tipo de Display	Touchscreen 4,3" Colorido
Touchscreen	Sim
Perfil de Aquecimento	Rápido, Suave, Passos e Padrão
Desligamento	7 tipos
Guia de Temperatura	Sim
Comunicação RS232	Sim
Comunicação USB	Sim
Biblioteca	100
Armazenamento de Resultados	1000
Nível de usuário	3 níveis
Resultados no Display	Umidade (%), Sólidos (%), Recuperação (%), Tempo, Temperatura, Pesagem, Método, Curva de Secagem e Estatística

### Opcional:



- Impressora

### Acessórios:

- Peso padrão: 50g
- Pratos de alumínio

 **Cap-Lab**  
Tecnologia e Inovação para Laboratórios

 **25** anos  
Cap-Lab