

Analísadores de Leite Ultrassônicos



Farm Eco



Lactoscan SP



S PFP

Os analisadores ultrassônicos de leite, **SPFP, FARM ECO e LACTOSCAN SP** são equipamentos desenvolvidos para otimizar e trazer praticidade à rotina do seu laboratório, proporcionando resultados precisos na avaliação da qualidade de diferentes amostras de leite e soro.

Especificações

	SP PFP	FARM ECO	SP
Gordura (medição / Precisão)	0,01 a 25% ± 0,10%	0,01 a 25% ± 0,10%	0,01 a 25% ± 0,10%
SNG (medição / Precisão)	3 a 15% ± 0,15%	3 a 15% ± 0,15%	3 a 15% ± 0,15%
Densidade (medição / Precisão)	1000 a 1160 kg/m ³ ± 0,3 kg/m ³	1015 a 1040 kg/m ³ ± 0,3 kg/m ³	1015 a 1040 kg/m ³ ± 0,3 kg/m ³
Proteínas (medição / Precisão)	2 a 7% ± 0,15%	2 a 7% ± 0,15%	2 a 7% ± 0,15%
Lactose (medição / Precisão)	0,01 a 6% ± 0,20%	0,01 a 6% ± 0,20%	0,01 a 6% ± 0,20%
Porcentagem de água (medição / Precisão)	0 a 70% ± 3,0%	0 a 70% ± 3,0%	0 a 70% ± 3,0%
Temperatura do leite (medição / Precisão)	1 a 40°C ± 1°C	1 a 40°C ± 1°C	1 a 40°C ± 1°C
Sais (medição / Precisão)	0,4 a 1,5% ± 0,05%	-	-
Sólidos totais (medição / Precisão)	0 a 50% ± 0,17%	-	0 a 50% ± 0,17%
pH (medição / Precisão)	0 a 14% ± 0,05%	-	-
Condutividade (medição / Precisão)	3 a 14 [US/cm] ± 0,05	-	-

INFORMAÇÕES:



Design compacto e leve.



Operação simples e intuitiva.



Entradas: USB e RS232.



Resultados Rápidos - média de 60 segundos por análise.



Permite a análise de: leite de vaca, ovelha e búfala, leite cru, pasteurizado/UHT, soro, etc.



Calibração simples e baixa manutenção.



Baixo consumo de energia.



Tecnologia da Bulgária.

Acessório opcional

• **Impressora**
Vendido separadamente.

