

LINHA DE ALTA PRECISÃO PARA O SEU LABORATÓRIO




As Balanças Bel pertencem a uma série de Balanças de alta qualidade que combinam elegância com o desempenho de medição altamente confiável.

Especificações

	S2202H	S203H	M214AIH
Capacidade (g)	2200	210	220
Resolução (g)	0,01	0,001	0,0001
Prato (mm)	Ø130	Ø80	Ø80
Repetibilidade (g)	0,01	0,001	0,0001
Linearidade (g)	0,03	± 0,003	± 0,0003
Tempo de resposta (seg)	≤ 3	≤ 3	≤ 4
Temperatura de Trabalho	05°C à ± 35°C	05°C à ± 35°C	05°C à ± 35°C
Conector para impressora	RS232 Data Interface	RS232 Data Interface	RS232 Data Interface
Alimentação (V)	110 - 220v	110 - 220v	110 - 220v
Dimensões (mm)	190x225x75	190x225x130	345x215x345
Capela	Não	Sim (Circular de vidro)	Sim (Com três portas)

Acessórios opcionais

• Mesa Antivibratória 30x40cm



• Peso padrão 50g

INFORMAÇÕES:



Design compacto: ocupa menos espaço na bancada.



Funções: Conta-peças, percentual, pesagem animal, soma pesos, verificação, densidade e carga máxima.



Sistema de pesagem com célula de carga com alta resolução.



Determinação de densidade.



Calibração externa (S2202H / S203H). Calibração interna (M214AIH).



Display LCD retroiluminado com regulagem de contraste.



Homologada pelo INMETRO.



Tecnologia da Itália.