

## LINHA DE ALTA PRECISÃO PARA O SEU LABORATÓRIO



As balanças Bel são reconhecidas pela sua qualidade superior e precisão no desempenho, sendo ideais para utilização em laboratórios que exigem resultados precisos e confiáveis. Com uma variedade de modelos e capacidades, as balanças Bel garantem um excelente resultado em todas as suas análises e experimentos.

### Especificações

	S2202H	S203H	M214AIH
Capacidade (g)	2200	210	220
Resolução (g)	0,01	0,001	0,0001
Prato (mm)	Ø130	Ø80	Ø80
Repetibilidade (g)	0,01	0,001	0,0001
Linearidade (g)	0,03	± 0,003	± 0,0003
Tempo de resposta (seg)	≤ 3	≤ 3	≤ 4
Temperatura de Trabalho	05°C à ± 35°C	05°C à ± 35°C	05°C à ± 35°C
Conector para impressora	RS232 Data Interface	RS232 Data Interface	RS232 Data Interface
Alimentação (V)	110 - 220v	110 - 220v	110 - 220v
Dimensões (mm)	190x225x75	190x225x130	345x215x345
Capela	-	Sim (Circular de vidro)	Sim (Com três portas)

### Acessórios opcionais

• Mesa Antivibratória 30x40cm



• Peso padrão 50g

### INFORMAÇÕES:



Design compacto: ocupa menos espaço na bancada.



Funções: Pesagem, contagem, percentual, verificação e totalização.



Sistema de pesagem com célula de carga com alta resolução.



Calibração externa (S2202H / S203H). Calibração interna (M214AIH).



Display LCD retroiluminado com regulagem de contraste.



Homologada pelo INMETRO.



Tecnologia da Itália.