

**ALTA PRECISÃO
NA LINHA MAIS
COMPACTA
DO MERCADO**




Projetadas para uma ampla gama de aplicações regulares e comerciais. As Balanças são equipadas com proteção superior contra sobrecarga, grande display retroiluminado, tempo de estabilização rápido, várias unidades de pesagem, modos de aplicação e opções de conectividade.

Especificações

	SJX323BR	SJ1502BR/E	SJX6201BR	SJ6201BR/E
Capacidade (g)	64	1500	6200	6200
Resolução (g)	0.001	0.01	0,1	0.1
Repetibilidade (g)	0.002	0.02	0,1	0.1
Linearidade (g)	0.003	0.03	0,2	0.2
Alimentação	110 - 220v	110 - 220v	110 - 220v	110 - 220v
Calibração	Interna	Externa	Interna	Externa
Temperatura de Trabalho	05°C à ± 40°C	05°C à ± 40°C	05°C à ± 40°C	05°C à ± 40°C
Conector para impressora	S232, USB Host, Dispositivo USB	S232, USB Host, Dispositivo USB	S232, USB Host, Dispositivo USB	S232, USB Host, Dispositivo USB

Acessórios opcionais

• Mesa Antivibratória
30x40cm



• Peso padrão
50g

INFORMAÇÕES:



Design compacto: ocupa menos espaço na bancada.



Funções: Pesagem, contagem, percentual, verificação, soma pesos e densidade.



Equipada com gancho para pesagem suspensa.



Determinação de densidade.



Pesagem Porcentual.



Display com LCD com iluminação.



Avançada tecnologia de pesagem e garantia de resultados confiáveis.



Tecnologia dos Estados Unidos.