

TITULAÇÕES RÁPIDAS E COM PRECISÃO INIGUALÁVEL



A bureta digital TITREX é uma ferramenta ideal para uma titulação rápida e sensível “gota a gota”. O instrumento dois em um: dosagem e titulação, oferece precisão, exatidão e conveniência.

ESPECIFICAÇÕES:

- Sistema 100% anti-gotejamento
- Capacidade: 0–50 ml
- Recalibração para líquidos de diferentes viscosidades
- Ideal para titulação rápida e sensível em etapas de 10µL
- Calibração: padrão com água a 20°C

Dosagem e Titulação
Precisão, exatidão
e conveniência!

INFORMAÇÕES:



Permite armazenamento de até 1000 medições e transferência para o PC através de software incluso.



Precisão: medições com 2 casas decimais



Volume de titulação de até 99,99 ml.



Operação confiável, rápida e simples.



Mecanismo de purga de ar perfeito para 0% de perda de reagente.



Fácil de desmontar e limpar.



Tecnologia da Alemanha.