

ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS SEGURAS COM SIMPLICIDADE E EFICIÊNCIA



A Câmara Asséptica é utilizada em análises microbiológicas e experimentos que necessitam de um ambiente totalmente estéril.

ESPECIFICAÇÕES:

- Estrutura em MDF.
- Temperatura ambiente para operação de 20°C a 80°C.
- Tensão da fonte de alimentação 220V.
- Lâmpadas de LED e UV ultravioleta.
- Os visores são confeccionados em 4 mm de vidro temperado.
- Sistema liga e desliga para exaustor e iluminação separados.
- Lâmpada UV Germicida 254nm de 8W.

ÁREA DE APLICAÇÃO

Indústrias, Laboratórios em geral
e Centros de Pesquisas.

INFORMAÇÕES:



Área interna de trabalho em PVC.



Visores confeccionados em vidro temperado 4mm.



Lâmpada de LED 7W para melhor iluminação do ambiente.



Operação confiável, rápida e simples.



Fácil limpeza.



Com 2 tamanhos:
Câmara 60 - A 50 x L 60 x P 50
Câmara 80 - A 60 x L 82 x P 58



Tecnologia do Brasil.