

Capela de Fluxo Laminar

ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS COM SEGURANÇA E BAIXO CUSTO



A Capela de Fluxo Laminar em MDF Ultra foi desenvolvida para oferecer um ambiente seguro e asséptico na manipulação de materiais biológicos ou estéreis, garantindo proteção contra a contaminação ambiental através de um sistema de filtração e circulação forçada do ar. Ideal para uso em centros de pesquisa, laboratórios e indústrias em geral.

ESPECIFICAÇÕES:

- Estrutura em MDF Ultra.
- Temperatura ambiente para operação de 20°C a 80°C.
- Tensão da fonte de alimentação 220V.
- Lâmpadas de LED 7W e UV germicida 254nm de 8W.
- Filtro HEPA H14 com classificação de filtragem de 99,995%.
- Sistema liga e desliga para exaustor e iluminação separados.

Acessório opcional

**Suporte em MDF
com rodízio:**
Vendido separadamente.



INFORMAÇÕES:



Área interna de trabalho em aço inox AISI 304.



Porta de vidro temperado de 4mm com altura ajustável



Manômetro analógico para verificar saturação do filtro.



Pré filtro classe G3 – Sintético.



Válvula para gás.
Tomada auxiliar.



Com 2 tamanhos:
Capela 60 - A 70 x L 62 x P 55
Capela 80 - A 100 x L 82 x P 70



Tecnologia do Brasil.