

## O MAIS MODERNO CRIOSCÓPIO DO MERCADO



O Crioscópio Especial AutoTouch possui as últimas tecnologias aplicadas em seu processador, com sistema touchscreen e display colorido.










**NÃO COMPRE ÁGUA  
A PREÇO DE LEITE**

### Acompanha o Crioscópio:

- 1 suporte para tubos;
- 24 tubos de crioscopia;
- 1 solução anticongelante;
- 3 soluções para calibração (0,422°H; 0,530°H e 0,621°H);
- Cabo de alimentação;
- Manual de operação.

Fabricado dentro das normas internacionais de instrumentação ISO 5764/2009 e IDF 108/2009

### INFORMAÇÕES:

-  Resolução de 0,0001°H ou 0,02% água. Ajuste de Curva com solução padrão 0,530°H.
-  Faixa de medição para Leite Baixa Lactose. Tempo de análise: 2 minutos.
-  Modo de análise: Plateau, tempo (entre 40 a 120 seg.) ou tempo livre.
-  Enchimento automático do banho. Temperatura de trabalho: 10 a 35 °C.
-  Gravação dos resultados completos das últimas 64.000 análises.
-  Permite a identificação das amostras por nomes.
-  Resultados em °H ou °C, e % de água adicionada, permitindo a troca de valor de referência para o cálculo..
-  Display Colorido 7" com sistema Touch. Consumo de energia: 70W Max. Fonte de alimentação bivolt: 110 e 220V.
-  Tecnologia do Brasil.