

## **NÃO COMPRE ÁGUA A PREÇO DE LEITE**



Apesar de ser o menor e mais leve crioscópio do mundo, pesando apenas 4kg, possui um dos mais avançados processadores disponíveis no mercado.

### **Acompanha o Crioscópio:**

- Kit de Solução para Calibração: 422/ 530/ 621 (500 ml)
- 24 Tubos de Ensaio em Borossilicato de alta precisão, com indicação de volume
- Suporte para Tubos de ensaio em aço inox espelhado
- Solução Anticongelante (500 ml)
- Manual de Operação
- Cabos para Conexão

Fabricado dentro das normas internacionais de instrumentação ISO 5764/2009 e IDF 108/2009

### **INFORMAÇÕES:**



Resolução de 0,001°H ou 0,02% água.



Calibração automática e simples.



Tempo de análise: 2 minutos.



Enchimento automático do banho.



Permite a identificação da amostra por nomes.



Resultados em °C ou °H e com % de água adicionada.



Uso totalmente intuitivo.



Menor crioscópio do mercado: 210 (L) x 220 (P) x 230 (A) mm



Tecnologia do Brasil.