

**RESULTADOS  
PRECISOS E ALTO  
DESEMPENHO EM UM  
DESIGN MODERNO**



O Crioscópio Especial Plus conta com uma excelente repetibilidade, entregando resultados precisos. Conta também com display colorido touchscreen e memoriza as últimas 20 análises realizadas.

**NÃO COMPRE ÁGUA  
A PREÇO DE LEITE**

### *Acompanha o Crioscópio:*

- 1 suporte para tubos;
- 24 tubos de crioscopia;
- 1 solução anticongelante;
- 3 soluções para calibração (0,422°H; 0,530°H e 0,621°H);
- Cabo de alimentação;
- Manual de operação.

Fabricado dentro das normas internacionais de instrumentação ISO 5764/2009 e IDF 108/2009

### INFORMAÇÕES:



Resolução de 0,001°H.



Relógio de tempo real para registro do dia e hora das análises.  
Tempo estimado de análise: 1 minuto e meio.



Modos de análise: Plateau, Livre e Tempo (40 seg. a 120 seg.).



Enchimento automático do banho, com pequenas reposições a cada análise.  
Temperatura de trabalho: de 5°C a 38°C.



Calibração automática, com ajuste de curva para correções rápidas durante a operação.



Memoriza as últimas 20 análises e mostra diretamente no display.



Resultados em °C e °H, com % de água adicionada. Relógio de tempo real para registro do dia e hora das análises.



Display Colorido 5" com sistema Touch.  
Fonte de alimentação bivolt: 110 e 230V.  
Dimensões: 275 (L) x 230 (P) x 210 (A) mm.  
Peso: 5kg. Saída para impressora RS232.



Tecnologia do Brasil.