

Crioscópio Eletrônico Especial Plus

**RESULTADOS
PRECISOS E ALTO
DESEMPENHO EM UM
DESIGN MODERNO**



O Crioscópio Especial Plus oferece excelente repetibilidade, proporcionando resultados precisos. Equipado com um display colorido touchscreen, também memoriza as últimas 20 análises realizadas.

**NÃO COMPRE ÁGUA
A PREÇO DE LEITE**

© 2025 Cap-Lab

Acompanha o Crioscópio:

- 1 Estante para tubos em aço inox;
- 24 Tubos de crioscopia;
- 1 Solução anticongelante;
- 3 Soluções para calibração (0,422°H; 0,530°H e 0,621°H);
- Cabo de alimentação;
- Manual de operação.

**Fabricado dentro das normas
internacionais de instrumentação
ISO 5764/2009 e IDF 108/2009**

INFORMAÇÕES:



Resolução de 0,001°H.



Tempo estimado de análise:
aproximadamente 2 minutos.



Modos de análise: Plateau, Livre e Tempo
(40 seg. a 120 seg.).



Enchimento automático do banho.
Temperatura de trabalho: 10 a 35 °C.



Calibração automática e ajuste de curva.



Memoriza as últimas 20 análises e mostra
diretamente no display.



Resultados em °C e °H, com % de água
adicionada. Relógio de tempo real para
registro do dia e hora das análises.



Display Colorido 5" com sistema Touch.
Fonte de alimentação bivolt: 110 e 230V.
Dimensões: 275 (L) x 230 (P) x 210 (A) mm.
Peso: 5kg. Saída para impressora RS232.



Tecnologia do Brasil.