

ANALISE 20 AMOSTRAS DE FORMA AUTOMÁTICA



O Cryotouch® 20 é um aparelho provido de um carrossel com 20 posições para a determinação da crioscopia, de acordo com a IDF-ISSO 5764:2009, de forma sequencial e autônoma. Dando assim, tempo ao analista de se dedicar às outras análises de rotina.

EXCLUSIVA

FUNÇÃO LACTOSE FREE

Curva de calibração específica para acompanhamento de delactosagem em Leite e creme.

NÃO COMPRE ÁGUA A PREÇO DE LEITE

Considerando R\$ 2,30/litro de leite em uma carga de 18.000 litros de leite, temos:

Crioscopia	% de água adicionada	Prejuízo diário	Prejuízo mensal
-0,524°H	1,13%	R\$ 467,82	R\$ 14.034,60
-0,500°H	5,62%	R\$ 2.326,68	R\$ 69.800,40
-0,461°H	13,05%	R\$ 5.402,70	R\$ 162.081,00



Acesse o nosso site e assista ao vídeo tutorial.

INFORMAÇÕES:



Equipamento digital para análise de crioscopia de forma sequencial e autônoma.



Otimização do tempo do analista.



Configuração para leitura em °H e °C



Indica % de água adicionada, permitindo a troca de valor de referência.



Possui memória para 4000 resultados.



Acompanha software próprio para manipulação de dados, conexão direta com PC ou download posterior de dados.



Porta USB permite download de todos os dados também via pen drive.



Possui entrada para impressora.



Permite identificação individual e alfanumérica das amostras.



Fonte de alimentação bivolt: 110 e 220V.



Opcional: Leitor de código de barras para uma identificação rápida de amostras.



Tecnologia da Itália.