

O ANALISADOR DE LEITE MAIS VENDIDO DO BRASIL



O analisador ultrassônico de leite EKOMILK M é desenhado para a análise rápida a um custo eficaz.

ANÁLISES EM LEITE DE:



Vaca



Búfala




Cabra



Ovelha

- Gordura
- Sólidos não gordurosos
- Densidade
- Lactose **Novidade!**
- Ponto de congelamento
- Água adicionada
- Proteína

| Parâmetro | Faixa de Medição | Precisão |
|------------------------------|----------------------------------|----------|
| Gordura | 0,5 a 9 % | ±0,1% |
| Sólidos não gordurosos (ESD) | 6 a 12 % | ±0,2% |
| Densidade | 1,026 a 1,033 g /cm ³ | ±0,0005% |
| Proteína | 2 a 6 % | ±0,2% |
| Água adicionada ao leite | 0 a 60 % | ±5% |

 **Acesse o nosso site e assista ao video tutorial.**

INFORMAÇÕES:



Reconhecido nacionalmente como o melhor analisador de leite por ultrassom.



Simple calibração e limpeza.



Medição em 90 segundos.



Otimização do tempo do analista.



Diminui gasto com reagentes.



Possui cabo adaptador 12V para utilização em carros e caminhões.



Acompanha CD com software para captação da memória do equipamento e manipulação dos resultados.



*Opcional: Impressora.



Tecnologia da Bulgária.