

PLATAFORMA MAIS MODERNA E COMPLETA DO MERCADO MUNDIAL



Plataforma ideal para pesquisa de drogas exigida por norma. Até 17 famílias de antibióticos e toxinas podem ser detectadas através de um kit multiparâmetro em uma única amostra.



MULTIPLICIDADE



FLEXIBILIDADE



RAPIDEZ



CONECTIVIDADE

INFORMAÇÕES:



Análise rápida:
Apenas 13 minutos de tempo total.



Multiplicidade:
Detecta mais de 90 contaminantes em um único teste.



Análise rápida de 17 famílias em uma única tira.



Teste fácil, rápido e preciso.



Flexibilidade:
Escolha quais dos 17 canais deseja analisar.



Custo:
Pague somente pelos canais selecionados.



Rastreabilidade:
Cada tira possui um código de barras específico para reconhecimento de lote e amostra.



Conectividade:
Wi-Fi • SMS • GPS • Bluetooth.



Validações



Tecnologia da Bélgica.



FAMÍLIA	CONTAMINANTE
Betalactâmicos - Penicilinas	Amoxicilina
	Ampicilina
	Penicilina G
	Penicilina V
	Cloxacilina
	Nafcilina
	Dicloxacilina
	Oxacilina
	Penetamato
	Piperacilina
	Ticarcilina
	Aspoxicilina
	Ácido clavulânico
	Sulbactam
	Tazobactam
Inibidores de Beta-lactamase	Ácido Clavulânico
Betalactâmicos - Cefalosporinas	Cefalonio
	Cefazolina
	Cefoperazona
	Cefquinoma
	Ceftiofur
	Desfuroilceftiofur
	Cefapirina
	Desacetilcefapirina
	Cefacetrila
	Ceftizoxima
	Cefuroxima
	Ceftriaxona
	Cefalexina
	Cefadroxil
	Cefalexina
	Cefadroxila
Tetraciclina	Tetraciclina (TC)
	4-epímero de TC
	Clortetraciclina (CTC)
	4-epímero de CTC
	Oxitetraciclina (OTC)
	4-epímero de OTC
	Doxiciclina
	Minociclina
	Demeclociclina
	Sanciclina
	Amiciclina
	Meclociclina
	Metaciclina
Sulfonamidas	Sulfadiazina
	Sulfamerazina
	Sulfadimetoxina
	Sulfametazina (SMTZ)
	Sulfametoxazol
	Sulfaquinoxalina
	Sulfamonometoxina
	Sulfametoxipiridazina
	Sulfaetoxipiridazina
	Sulfasalazina
	Sulfapiridina
	Sulfacoloropiridazina
	Sulfaguanidina
	Sulfatiazol
	Sulfametizol
	Sulfameter
	Sulfamoxol
SDX	Sulfadoxina

FAMÍLIA	CONTAMINANTE
Quinolonas	Danofloxaxina
	Enrofloxacin
	Ciprofloxacin
	Marbofloxacin
	Orofloxacin
	Difloxacin
	Enofloxacin
	Lomefloxacin
	Flumequina
	Norfloxacin
	Orbifloxacin
	Ácido Oxolônico
	Ácido Nalidixico
	Sarafloxacin
	Cinoxacin
	Fleroxacin
	Pefloxacin
	Ácido Pipemídico
	Ácido Pimídico
	Levofloxacin
Aminoglicosídeos - Genta	Gentamicina (C1, C1a, C2, C2a)
Aminoglicosídeos - Neo	Sisomicina
	Neomicina
	Paromomicina
Aminoglicosídeos - Strepto	Apramicina
	Dihidrostreptomina
	Streptomina
Macrolídeos - Erythro	Eritromicina
	Roxitromicina
Macrolídeos - Spira	Spiramicina
	Neospiramicina
Macrolídeos - Tylo	Tilosina A
	Desmicosina
Lincosamidas	Lincomicina
Polimixinas	Colistina
Melanina	Melanina
Derivado de Pirimidina	Trimetoprima
Fenicois	Clorafenicol
Micotoxina	Aflatoxina - M1



Cap-Lab



www.cap-lab.com.br