

## O MAIS MODERNO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE HIGIENE POR ATP



O Ensure Touch é um sistema de monitoramento da eficiência de higiene e sanitização através da tecnologia de detecção de ATP proveniente de matéria orgânica e microrganismos.



### **Ultrasnap:**

Dispositivo para avaliação da eficiência de higienização de superfícies, através da medição de ATP na superfície amostrada.

### **Aquasnap Free e Total:**

Dispositivos para avaliação da qualidade da água através da presença de ATP em amostras de água de enxague provenientes dos processos de limpeza industrial.

### **Supersnap:**

Dispositivo de alta sensibilidade para determinação de ATP em superfícies, podendo indicar a presença de substâncias alergênicas.

### **Microsnap:**

Dispositivo para detecção e enumeração de microrganismos: aeróbios, Coliformes, E.Coli, Enterobactérias e Listeria spp em superfícies, água e alimentos com resultados entre 6 e 8 horas.



**Menor custo do mercado**

## INFORMAÇÕES:



Resultados em 10 segundos.



Identifica a formação de biofilmes.



Auxilia no desenvolvimento e melhoria dos procedimentos determinados por programas HACCP/APPCC.



Permite sincronizar resultados com o SureTrend Cloud através de conexão wi-fi. Relatórios centralizados (na Nuvem)



Resultado expresso em URL (Unidade Relativa de Luz).



ID de usuários e locais programáveis: com armazenamento de até 2G de dados.



Mede níveis de contaminação em superfícies e amostras de água.



Incluso software em português. Software de análise de dados: SureTrend Cloud.



Tecnologia dos Estados Unidos.

Luminômetro	Ensure Touch Hygiena	Clean Trace 3M	Nova Lum Charm	MVP Icon Biocontrol	Accupoint Neogen
Custo / Luminômetro	\$	\$\$	\$\$	\$\$\$	\$
Custo / Análise	\$	\$\$\$	\$\$\$	\$\$\$	\$
Sensibilidade (fentomoles)	0,1	5	10	0,15	10
Testa ATP em água	✓	✓	✓	✓	✓
Contagem de coliformes	✓	✗	✗	✗	✗
Contagem de <i>E.Coli</i>	✓	✗	✗	✗	✗
Contagem de <i>Listeria sp</i>	✓	✗	✗	✗	✗
Contagem de enterobactérias	✓	✗	✗	✗	✗
Verificadores de calibração	✓	✗	✗	✓	✓



## TROQUE SEU LUMINÔMETRO GRATUITAMENTE

Troque seu luminômetro em qualquer estado e de qualquer marca por um luminômetro Hygiena gratuitamente!

Milhares de clientes mudaram para sistemas de monitoramento Hygiena e reduziram até 50% em custos sem sacrificar a qualidade.



### Software em português

SureTrend Cloud é um software que permite trabalhar os resultados obtidos no luminômetro Hygiena.

- Identifica rapidamente áreas problemáticas com picos de contaminação para a tomada de ações corretivas imediatas.
- Permite o cadastramento de e-mail para envio diário, semanal ou mensal de relatórios.
- Gera relatórios gráficos personalizados.
- Permite instalação em um servidor de rede para acesso e colaboração de vários dispositivos / departamentos.

