

AUMENTE SEU LUCRO CONTROLANDO UMIDADE E RENDIMENTO DE FORMA RÁPIDA E PRECISA



O Analizador de Umidade OHAUS MB27 determina teores de umidade ou sólidos. Combina alta qualidade e um design compacto. O MB27 oferece resultados confiáveis e precisos para uma ampla variedade de aplicações.

Especificações

Resolução %	0,01%
Resolução (g)	0,001
Capacidade (g)	90
Temperatura	50 - 160°C
Repetibilidade 3g (%)	0,20%
Repetibilidade 10g (%)	0,05%
Aquecimento	Halógeno
Idioma Disponível	Inglês
Tipo de Display	LCD com iluminação
Touchscreen	Não
Perfil de Aquecimento	Padrão
Desligamento	Manual, Temporizado e Autom.
Guia de Temperatura	Não
Comunicação RS232	Sim
Comunicação USB	Não
Biblioteca	Não
Armazenamento de Resultados	Não
Nível de usuário	Não
Resultados no Display	Umidade (%), Sólidos (%), Pesagem, Temperatura e Tempo

Acessórios opcionais



• Impressora



• Peso padrão
50g

Acessório que acompanha:
• Pratos de alumínio

INFORMAÇÕES:



Operação confiável, rápida e simples.



Design compacto: ocupa menos espaço na bancada.



Aplicável para ampla variedade de produtos.



Excelente repetibilidade de resultados.



Robusto: Fácil limpeza e calibração.



Display de cristal líquido iluminado (LCD).



Possui sistema de aquecimento por lâmpada halógena com excelente custo x benefício. Baixa manutenção.



Tecnologia dos Estados Unidos.