

## SISTEMA RÁPIDO DE LIBERAÇÃO MICROBIOLÓGICA DE PRODUTOS UHT



Teste microbiológico para liberação de produtos UHT, em uma triagem rápida e automatizada, buscando a presença ou ausência de microrganismos viáveis na amostra analisada.

### PROMILITE M1

Foi especialmente desenvolvido para realização de até 20 amostras por hora.

Recomendado para menores demandas - de 25 a 50 testes por dia.

### PROMILITE M4®

É instrumento ideal para a realização de até 700 amostras por hora.

Recomendado para maiores demandas - acima de 50 testes por dia.

O maior benefício é a garantia total da qualidade do produto enviado ao mercado. O sistema não só reduz o "período de quarentena", como evita o famoso Recall e recolhimento de mercadorias do mercado.

Assim diminui gastos desnecessários de logística e preserva o que tem de mais importante em sua empresa: a confiança dos consumidores em sua marca.

### Disponível para análise de:

- Produtos Lácteos UHT e ESL
- Cosméticos e Higiene Pessoal
- Água
- Produtos à Base de Soja e Cereais
- Comida Infantil
- Sucos de fruta
- Sobremesas e pudins
- Cremes e Molhos Não Lácteos
- Vinhos
- Higiene
- Biomassa Líquida
- Açúcar
- Bebidas
- Cerveja
- Sopas e Molhos



### INFORMAÇÕES:

- A PROMICOL possui 30 anos de experiência em todos aspectos da tecnologia ATP.
- Metodologia confiável, capaz de identificar qualquer espécie de microrganismo – mesmo que haja somente uma célula viável.
- Reduz os custos de liberação de produtos UHT.
- Reduz o tempo de quarentena para 2 dias de incubação.
- Permite liberação do produto para o consumidor final 4-5 vezes mais rápido.
- Sem necessidade de preparação de amostra.
- Fácil de usar – software intuitivo
- Tecnologia da Holanda.