


## SWAB ESTÉRIL PARA COLETA MICROBIOLÓGICA



Q-SWAB é um dispositivo estéril, provido de cotonete úmido, pronto para coleta de amostras para análises microbiológicas, de forma prática e rápida. Pode ser encontrado em duas versões, QS1000 (água peptonada tamponada) e QS1200 (caldo Lethen). Cada dispositivo que contém 1 ml de diluente pode ser utilizado em combinação com placas de ágar convencionais ou placas prontas de ágar desidratado.

### Passo-a-passo



### INFORMAÇÕES:



Sem necessidade de preparação e esterilização de solução diluente, vidrarias e utensílios.



Menor interferência do manipulador.



Reduz gastos com mão-de-obra e equipamentos.



Plástico 100% reciclável.



Sistema completo e pronto para uso.



Produto estéril.



Utiliza diluente indicado pela legislação vigente.



Possui sistema neutralizador para possíveis resíduos de sanitizantes presentes nas superfícies.



Validade de até 18 meses.



Tecnologia dos Estados Unidos.