

DILUIÇÕES PRONTAS PARA MICROBIOLOGIA



QD-Loop é um sistema estéril que permite realizar diluições exatas, de forma prática e rápida.

A alça calibrada vem anexada a um reservatório onde guarda 1,0ml de solução peptonada* - QS1000 através da tecnologia patenteada Snap Valve.


*Segundo IN62/2003

O QD-LOOP ESTÁ DISPONÍVEL PARA DILUIÇÃO:

Diluição 1:100 (10^{-2}) - cód 2249

Diluição 1:1000 (10^{-3}) - cód 2250

Passo-a-passo



INFORMAÇÕES:



Sem necessidade de preparação e esterilização de solução diluente, vidrarias e utensílios.



Sistema completo.



Reduz gastos com mão-de-obra e equipamentos.



Utiliza diluente indicado pela legislação vigente.



Menor interferência do manipulador.



Alças de diluição calibradas.



Produto estéril.



Validade de até 12 meses.



Tecnologia dos Estados Unidos.