

## DILUIÇÕES PRONTAS PARA MICROBIOLOGIA



O QD-Loop é um dispositivo estéril que possibilita diluições precisas de forma prática e rápida. Sua alça vem anexada a um reservatório, onde guarda 1,0 ml de solução peptonada (QS1000) por meio da tecnologia patenteada Snap Valve.


\*Segundo IN62/2003

### O QD-LOOP ESTÁ DISPONÍVEL PARA DILUIÇÃO:

Diluição 1:100 ( $10^{-2}$ ) - cód 2249

Diluição 1:1000 ( $10^{-3}$ ) - cód 2250

#### Passo-a-passo



### INFORMAÇÕES:



Sem necessidade de preparação e esterilização de solução diluente, vidrarias e utensílios.



Sistema completo.



Reduz gastos com mão-de-obra e equipamentos.



Utiliza diluente indicado pela legislação vigente.



Menor interferência do manipulador.



Produto estéril.



Validade de até 12 meses.



Tecnologia dos Estados Unidos.