

TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE ADULTERANTES EM LEITE



Solução para análises rápidas e semi-quantitativas de fraudes em leite na indústria e no campo.

INFORMAÇÕES:



Pronto para uso.



Dispensa o preparo de soluções.



Praticidade e economia.



Rápido e confiável.



Reduz a interferência de analistas.



Dispensa uso de materiais auxiliares.



Validade de até 12 meses.


Teste rápido



- Neutralizantes
- Peróxido de Hidrogênio
- Ureia

• Frasco contém 50 tiras de teste

Teste rápido



- Glicose
- Maltodextrina

• Frasco contém 50 tiras de teste

AGILIDADE:

Obtenha resultados precisos em apenas 2 passos e poucos segundos:

PASSO 1



Coloque a tira reativa na amostra de leite.
Atenção: A amostra de leite deve cobrir as áreas de indicação.

PASSO 2



Retire e toque a tira reativa na borda do frasco para retirar o excesso de leite.