

TESTE 2 EM 1 BETA TETRA




Teste rápido para detecção simultânea de resíduos de antibióticos dos grupos betalactâmicos e tetraciclina em leite.

INFORMAÇÕES:

-  Teste mais vendido no Brasil.
-  Análise rápida:
6 minutos de tempo Total (testing time).
-  Teste fácil, robusto preciso e econômico.
Sem necessidade de preparação da amostra e simples interpretação de resultados.
-  VAL Validade de até 18 meses.
-  Mundialmente reconhecido pela indústria láctea.
-  Embalagem ecológica com 96 testes.
-  De acordo com os limites permitidos pelo MAPA e Anvisa.
-  Incluso controle positivo e negativo.
-  Método multianalítico:
detecta betalactâmicos e tetraciclina em um único teste.
-  Validado **ILVO**
Flanders Research Inst. site for Agriculture, Fisheries and Food
-  Tecnologia da Bélgica.

Passo-a-passo



Acessórios obrigatórios



Heatsensor: banho térmico combinado com um dispenser de tiras, que permite realizar automaticamente a análise em uma única etapa.



Banho Térmico: Incubador multiposição que permite a realização simultânea de várias amostras.

Acessórios opcionais



Readip: Leitor de bolso que garante um leite livre de resíduos de antibióticos da fazenda a plataforma de recepção.



Readsensor 2: leitor portátil que interpreta e registra os resultados da tira do teste. Possui impressora integrada.

| Grupo de antibióticos | Substância | Limites de detecção (PPB) |
|----------------------------------|------------------|---------------------------|
| Betalactâmicos Penicilinas | Penicilina G | 2-3 |
| | Ampicilina | 3-4 |
| | Amoxicilina | 3-4 |
| | Oxacilina | 12-18 |
| | Cloxacilina | 6-8 |
| | Dicloxacilina | 6-8 |
| | Nafcilina | 30-50 |
| Betalactâmicos Cefalosporinas | Cefacetila | 30-40 |
| | Cefalonio | 3-5 |
| | Cefalexina | >750 |
| | Cefazolina | 18-22 |
| | Cefoperazona | 3-4 |
| | Cefquinoma | 20-30 |
| | Ceftiofur | 10-15 |
| | Cefapirina | 6-8 |
| Tetraciclina | Clortetraciclina | 30-40 |
| | Doxiciclina | 10-15 |
| | Oxitetraciclina | 50-60 |
| | Tetraciclina | 80-100 |

Conheça nossos testes para:

- Sulfonamidas
- Quinolonas
- Cloranfenicol
- Tilosina
- Aminoglicosídeos

TABELA PARA LEITURA VISUAL DO RESULTADO DO TESTE

