

TESTE 3 EM 1 BETA TETRA CEFALEXINA



Teste rápido para detecção simultânea de resíduos de antibióticos dos grupos dos betalactâmicos, com linha exclusiva para detecção de cefalexina e das tetraciclina.


INFORMAÇÕES:

-  De acordo com os limites permitidos pelo MAPA e Anvisa.
-  Análise rápida:
6 minutos de tempo Total (testing time).
-  Sem necessidade de preparação da amostra e simples interpretação de resultados. Teste fácil, robusto, preciso e econômico.
-  Validade de até 12 meses.
-  Mundialmente reconhecido pela indústria láctea.
-  Embalagem ecológica com 96 testes.
-  Incluso controle positivo e negativo.
-  Método multianalítico:
detecta antibióticos dos grupos betactâmicos e tetraciclina

Validado **ILVO**
Flanders Research Institute for
Agriculture, Fisheries and Food

 Tecnologia da Bélgica.

Passo-a-passo



Acessórios obrigatórios



Heatsensor: banho térmico combinado com um dispenser de tiras, que permite realizar automaticamente a análise em uma única etapa.



Banho Térmico: Incubador multiposição que permite a realização simultânea de várias amostras.

Acessório opcional

Readsensor® 2: leitor portátil que interpreta e registra os resultados da tira do teste. Possui impressora integrada.




β-lactâmicos (PPB)	
Penicilina	
Ampicilina	2 - 4
Penicilina G	2 - 3
Amoxicilina	3 - 4
Oxacilina	9 - 18
Cloxacilina	6 - 10
Dicloxacilina	6 - 10
Nafcilina	80 - 125
Piperacilina	1 - 4
Ticarcilina	15 - 30
Aspoxicilina	1 - 5
Penicilina V	2 - 4
Hetacilina	2 - 4
Penethamato	2 - 3
Cefalosporinas	
Ceftiofur	10 - 15
Desfuroyl Ceftiofur	60 - 80
Cefquinoma	15 - 20

Cefalosporinas	
Cefazolina	14 - 22
Cefapirina	6 - 8
Desacetil Cefapirina	25 - 50
Cefacetril	15 - 30
Cefoperazona	3 - 6
Cefalexina	50 - 100
Cefalotina	4 - 6
Ceftriaxona	5 - 10
Ceftizoxima	300 - 450
Cefotaxima	20 - 40
Cefuroxima	90 - 125
Cefalônio	3 - 5
Tetraciclinas (PPB)	
Tetraciclina	80 - 100
Oxitetraciclina	50 - 60
Clorotetraciclina	30 - 40
Doxyciclina	10 - 15
INIBIDORES: Ácido Clavulânico	
	1500 - 2000

Conheça nossos testes para:

- Beta-lactâmicos
- Tetraciclinas
- Quinolonas
- Gentamicina
- Cloranfenicol
- Tilosina
- Aminoglicosídeos

TABELA PARA LEITURA VISUAL DO RESULTADO DO TESTE



Tendo como base a linha de controle, toda linha de teste com a cor mais clara, sem formação de nenhuma coloração rósea/avermelhada ou igual a linha controle, indica resultado positivo para o grupo de antibióticos correspondente.



Acesse o nosso site e assista ao vídeo tutorial.



Cap-Lab



www.cap-lab.com.br