









MONITORAMENTO DE HIGIENIZAÇÃO EM SEGUNDOS GARANTINDO SEU APPCC



O UltraSnap é um dispositivo de amostragem de superfície para teste de ATP (Adenosina Tri Fosfato) compatível com todos os modelos de Luminômetro Higiene.

INFORMAÇÕES:

-  Pronto para uso.
-  Otimiza e verifica a eficiência dos procedimentos de limpeza.
-  Identifica resíduos de sujidades e formação de biofilmes.
-  Auxilia no desenvolvimento e melhoria dos procedimentos determinados por programas APPCC/HACCP.
-  Resultados em 15 segundos.
-  Resultados expressos em URL (Unidade Relativa de Luz).
-  Validade de até 15 meses, em refrigeração (2-8°C).
-  Dispositivo pré-umedecido.



Reagentes estável garantindo precisão e repetibilidade de resultados.




Dispositivo 100% reciclável.



Tecnologia dos Estados Unidos.

Passo-a-passo



Acessório obrigatório

Luminômetro

Aparelho para monitoramento de higiene por ATP

