

TECNOLOGIA DE UM UM MEDIDOR DE BANCADA NA PALMA DA SUA MÃO











Os medidores MW105 combinam as características principais de um medidor de bancada em um medidor portátil com classificação IP67.

ESPECIFICAÇÕES:

Faixa de Medição	-2,00 a 20,00 pH ± 2000,0 mV -20,0 a 120,0°C
Resolução de Medição	0,01 pH 0,1 mV 0,1°C
Limites de erro	± 0,02 pH ± 1 mV ± 0,5°C
Calibração	3 pontos automático Até 7 soluções tampão (1,68, 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01, 12,45)
Memória	Função memória e Recall
Alimentação	Bateria alcalina 3x1,5V Aprox. 200h de Funcion.
Dimensões	200 x 85 x 50 mm 260 g (sem bateria)
Display	LCD
Entrada	BNC e RCA
Compensação de temperatura	Automático e Manual

INFORMAÇÕES:

-  Operação confiável, rápida e simples
-  Design compacto.
-  Mensagens alfanuméricas do display LCD para informações amigáveis e intuitivas, avisos e mensagens de erro.
-  Compensação automática e manual da temperatura para medições mais precisas.
-  Reconhecimento automático dos padrões de calibração.
-  Resultados rápidos e fáceis de ler com grande leitor de LCD digital de nível dueto.
-  Baixa manutenção.
-  Tecnologia da Itália.

CONSUMÍVEIS

- **Tampões de Calibração:**
Soluções Tampão pH 4, 7 e 10
- **Soluções para eletrodo:**
Cloreto de Potássio 3M KCL (Uso Externo);
- **Soluções de Limpeza:**
Tiouréia, Pepsina, HCl 0,1 N, NaOH 0,1 N