

pHmetro portátil MW 105 MAX

TECNOLOGIA DE UM UM MEDIDOR DE BANCADA NA PALMA DA SUA MÃO



O medidor MW105 combina as principais características de um medidor de bancada em um dispositivo portátil resistente à água.

ESPECIFICAÇÕES:

Faixa de Medição	-2,00 a 20,00 pH ± 2000,0 mV -20,0 a 120,0°C
Resolução de Medição	0,01 pH 0,1 mV 0,1°C
Limites de erro	± 0,02 pH ± 1 mV ± 0,5°C
Calibração	3 pontos automático Até 7 soluções tampão (1,68, 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01, 12,45)
Memória	Armazena até 1000 resultados
Alimentação	Bateria alcalina 3x1,5V Aprox. 200h de Funcion.
Dimensões	200 x 85 x 50 mm 260 g (sem bateria)
Display	LCD
Entrada	BNC e RCA
Compensação de temperatura	Automático e Manual

INFORMAÇÕES:

- Operação confiável, rápida e simples
- Design compacto.
- Mensagens alfanuméricas do display LCD para avisos e mensagens de erro.
- Compensação automática e manual da temperatura para medições mais precisas.
- Reconhecimento automático dos padrões de calibração.
- Resultados rápidos e precisos.
- Baixa manutenção.
- Tecnologia dos Estados Unidos.

CONSUMÍVEIS

- **Tampões de Calibração:**
Soluções Tampão pH 4, 7 e 10
- **Soluções para eletrodo:**
Cloreto de Potássio 3M KCL (Uso Externo);
- **Soluções de Limpeza:**
Tiouréia, Pepsina, HCl 0,1 N, NaOH 0,1 N