

pHmetro de bancada *MW 150 MAX*

ALTA PRECISÃO PARA O SEU LABORATÓRIO



Medidor de pH de bancada com visor LCD, eletrodo e sensor de temperatura de alta precisão, suporte para bancada e bateria recarregável embutida para maior autonomia de uso.

ESPECIFICAÇÕES:

Faixa de Medição	-2,00 a 20,00 pH ± 2000,0 mV -20,0 a 120,0°C
Resolução de Medição	0,01 pH 0,1 mV 0,1°C
Precisão (25°C)	± 0,01 pH ± 1 mV ± 0,4°C
Calibração	3 pontos Até sete soluções tampão (1,68, 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01, 12,45)
Memória	Sim
Alimentação	Adaptador 12 VDC
Compensação de temperatura	Automático -20,0 a 120,0°C Manual (sem sensor de temperatura)
Display	LCD
Entrada	BNC
Dimensões	230 x 160 x 95 mm 900 g

CONSUMÍVEIS

- **Tampões de Calibração:**
Soluções Tampão pH 4, 7 e 10
- **Soluções para eletrodo:**
Cloreto de Potássio 3M KCL (Uso Externo);
Cloreto de Potássio Saturado com Cloreto de Prata (Uso Interno)
- **Soluções de Limpeza:**
Tiouréia, Pepsina, HCl 0,1 N, NaOH 0,1 N

INFORMAÇÕES:



Menu simples e direto.



Painel intuitivo.



Auto diagnóstico do eletrodo a cada medição.



Reconhecimento automático dos padrões de calibração.



Display de LCD com ampla variedade de informações.



Robusto e com baixa manutenção.



Resultados rápidos e fáceis de ler.



Tecnologia dos Estados Unidos.