


Detector de Biofilmes

EQUIPAMENTO PORTÁTIL PARA INSPEÇÃO VISUAL DE SUPERFÍCIES



Com a combinação de luzes ultravioleta (UV-A), permitirá a visualização de biofilmes e contaminações das superfícies. Através da iluminação do equipamento, auxilia no direcionamento de pesquisa para detecção de bactérias como *Salmonella spp.*, *Listeria spp.*, *E. coli*, *Pseudomonas spp.*, entre outras.

Ideal para validação de limpeza, monitoramento de contaminações cruzadas e rastreamento da localização de biofilmes.

ESPECIFICAÇÕES


Modelo do equipamento	LOC's ULTRA	LOC's INTER
Quantidade de LEDs	9	6
Intensidade (LUX)	18.000 a 30cm de distância	11.000 a 30cm de distância
Bateria	7.000 mah	6.000 mah
Duração da bateria	Até 5 horas	Até 4 horas
Tempo de carregamento	Até 3h00	Até 2h30
Peso e Dimensões	1,45 kg / 185 x 138 x 156 mm	

Locais de detecção



Ambientes

Foco de contaminação localizado em parede em ambiente limpo.



Objetos

Foco de contaminação localizado em um cano.



Equipamentos

Foco de contaminação localizado em equipamento.

INFORMAÇÕES:



Operação confiável e simples.
Não requer treinamento complexo.



Design compacto e portátil.



Sem necessidade de um líquido revelador.



Resultados rápidos e precisos.



O tom esverdeado indica a contaminação.



Área de aplicação: Indústrias, Hospitais e Comércio.



Manutenção brasileira, com baixo custo.



Tecnologia do Brasil.