

Crioscópio Eletrônico Carrossel AutoTouch 20

ANALISE 20 AMOSTRAS DE FORMA AUTOMÁTICA



O Crioscópio Carrossel AutoTouch 20 incorpora tecnologias avançadas em seu processador, incluindo um sistema touchscreen e um display colorido, possibilitando a análise de até 20 amostras automaticamente sem a intervenção do operador.

**NÃO COMPRE ÁGUA
A PREÇO DE LEITE**

Acompanha o Crioscópio:

- 1 Estante para tubos em aço inox;
- 24 Tubos para crioscopia;
- 1 Solução anticongelante;
- 3 Soluções para calibração (0,422°H; 0,530°H e 0,621°H);
- Cabo de alimentação;
- Manual de operação.

**Fabricado dentro das normas
internacionais de instrumentação
ISO 5764/2009 e IDF 108/2009**

INFORMAÇÕES:



Resolução de 0,0001°H ou 0,02% água.
Ajuste de Curva com solução padrão 0,530°H.



Faixa de medição para Leite Baixa Lactose.
Tempo de análise: 2 minutos.



Modo de análise: Plateau, tempo (entre 40 a 120 seg.) ou tempo livre.



Enchimento automático do banho.
Temperatura de trabalho: 10 a 35 °C.



Gravação dos resultados completos das últimas 64.000 análises.



Carrossel para 20 tubos de leite para análises automaticamente.



Resultados em °H ou °C, e % de água adicionada, permitindo a troca de valor de referência para o cálculo..



Display Colorido 7" com sistema Touch.
Consumo de energia: 80W Max.
Fonte de alimentação bivolt: 110 e 220V.



Tecnologia do Brasil.