

O MAIS MODERNO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE HIGIENE POR ATP



O Ensure Touch é um sistema de monitoramento da eficiência de higiene e sanitização através da tecnologia de detecção de ATP proveniente de matéria orgânica e microrganismos.



Ultrasnap:

Dispositivo para avaliação da eficiência de higienização de superfícies, através da detecção de ATP na superfície amostrada.

Aquasnap Free e Total:

Dispositivos para avaliação da qualidade da água através da presença de ATP em amostras de água de enxague provenientes dos processos de limpeza industrial.

Supersnap:

Dispositivo de alta sensibilidade para detecção de níveis extremamente baixos de ATP.

Microsnap:

Dispositivo para detecção e enumeração de microrganismos: aeróbios, Coliformes, *E.Coli* e Enterobactérias em superfícies, água e alimentos com resultados entre 6 e 8 horas.



Menor custo do mercado

INFORMAÇÕES:



Resultados em 10 segundos.



Identifica a formação de biofilmes.



Auxilia no desenvolvimento e melhoria dos procedimentos determinados por programas HACCP/PPHO.



Permite sincronizar resultados com o SureTrend Cloud através de conexão wi-fi. Relatórios centralizados (na Nuvem)



Resultado expresso em URL (Unidade Relativa de Luz).



ID de usuários e locais programáveis: com armazenamento de até 2G de dados.



Mede níveis de contaminação em superfícies e amostras de água.



Incluso Software para análise de dados: SureTrend Cloud.



Tecnologia dos Estados Unidos.

Luminômetro	Ensure Touch Hygiena	Clean Trace 3M	Nova Lum Charm	MVP Icon Biocontrol	Accupoint Neogen
Custo / Luminômetro	\$	\$\$	\$\$	\$\$\$	\$
Custo / Análise	\$	\$\$\$	\$\$\$	\$\$\$	\$
Sensibilidade (fentomoles)	0,1	5	10	0,15	10
Testa ATP em água	✓	✓	✓	✓	✓
Contagem de coliformes	✓	✗	✗	✗	✗
Contagem de <i>E.Coli</i>	✓	✗	✗	✗	✗
Contagem de enterobactérias	✓	✗	✗	✗	✗
Verificadores de calibração	✓	✗	✗	✓	✓



Software

SureTrend Cloud é um software que permite trabalhar os resultados obtidos no luminômetro Hygiena.

- Identifica rapidamente áreas contaminadas para a tomada de ações corretivas imediatas.
- Permite o cadastramento de e-mail para envio diário, semanal ou mensal de relatórios.
- Gera relatórios gráficos personalizados.
- Permite instalação em um servidor de rede para acesso e colaboração de vários dispositivos / departamentos.

