

Luminômetro SystemSURE Plus

EFICIÊNCIA NO MONITORAMENTO DE HIGIENE POR ATP



O SystemSURE Plus é um sistema de monitoramento da eficiência de higiene e sanitização através da tecnologia de detecção de ATP proveniente de matéria orgânica e microrganismos.



Ultrasnap:

Dispositivo para avaliação da eficiência de higienização de superfícies, através da detecção de ATP na superfície amostrada.

Aquasnap Free e Total:

Dispositivos para avaliação da qualidade da água através da presença de ATP em amostras de água de enxague provenientes dos processos de limpeza industrial.

Supersnap:

Dispositivo de alta sensibilidade para detecção de níveis extremamente baixos de ATP.

Microsnap:

Dispositivo para detecção e enumeração de microrganismos: aeróbios, Coliformes, *E.Coli* e Enterobactérias em superfícies, água e alimentos com resultados entre 6 e 8 horas.

INFORMAÇÕES:



Otimiza e verifica a eficiência dos procedimentos de limpeza.



Identifica a formação de biofilmes.



Auxilia no desenvolvimento e melhoria dos procedimentos determinados por programas HACCP/PPHO.



Resultados em 15 segundos.



Resultado expresso em URL (Unidade Relativa de Luz).



Permite registro de até 200 usuários e armazenamento de até 2000 resultados.



Mede níveis de contaminação em superfícies e amostras de água.



Permite a programação de 100 planos de coleta e 5001 pontos de teste.



Incluso software.



Tecnologia dos Estados Unidos.



Menor custo do mercado

Luminômetro	SystemSure Hygiena	Clean Trace 3M	Nova Lum Charm	MVP Icon Biocontrol	Accupoint Neogen
Custo / Luminômetro	\$	\$\$	\$\$	\$\$\$	\$
Custo / Análise	\$	\$\$\$	\$\$\$	\$\$\$	\$
Sensibilidade (fentomoles)	1	5	10	0,15	10
Testa ATP em água	✓	✓	✓	✓	✓
Contagem de coliformes	✓	✗	✗	✗	✗
Contagem de <i>E.Coli</i>	✓	✗	✗	✗	✗
Contagem de enterobactérias	✓	✗	✗	✗	✗
Verificadores de calibração	✓	✗	✗	✓	✓



Software

SureTrend Cloud é um software que permite trabalhar os resultados obtidos no luminômetro Hygiena.

- Identifica rapidamente áreas contaminadas para a tomada de ações corretivas imediatas.
- Permite o cadastramento de e-mail para envio diário, semanal ou mensal de relatórios.
- Gera relatórios gráficos personalizados.
- Permite instalação em um servidor de rede para acesso e colaboração de vários dispositivos / departamentos.



Acesse o nosso site e assista ao vídeo tutorial.



Cap-Lab



www.cap-lab.com.br

SYSTEMSURE-PLUS-JUNHO2024