

Contagem microbiológica inteligente em apenas 1 segundo

Automatize a leitura das placas Compact Dry e
obtenha resultados **rápidos, padronizados e rastreáveis**.



Leitura ultrarrápida

Até 900 placas
por hora



Resultados consistentes

Maior repetibilidade
e confiabilidade
à analítica.



Contagem automatizada

Inteligência artificial
para identificação
de colônias



Rastreabilidade completa

Armazenamento
seguro dos
resultados na nuvem



MAIS PRODUTIVIDADE. MAIS SEGURANÇA. MAIS CONFIABILIDADE.



1

segundo

Tempo de leitura
por placa



900

placas/hora

Alta produtividade
para o seu laboratório



100%

digital

Armazenamento seguro
e acesso remoto

Como funciona?



Por que escolher o Compact Vision?

- ✓ Reduz erros entre analistas.
- ✓ Aumenta o desempenho do laboratório.
- ✓ Interface touchscreen intuitiva.
- ✓ Conexão via Wi-Fi ou rede.
- ✓ Equipamento compacto e portátil.
- ✓ Gestão segura dos resultados.



Compatível com toda a linha CompactDry™



BC
Bacillus cereus



TC
Bactérias Totais



ETB
Enterobactérias



SL
Salmonella spp.




CF
Coliformes Totais



EC
Coliformes e *E.coli*



YM
Bolores e Leveduras



YMR
Bolores e Leveduras Rápido



LS
Listeria spp.



XSA
Staphylococcus aureus



LM
Listeria monocytogenes



TCR
Bactérias totais rápido