

VISCOSÍMETRO DIGITAL

Viscosidade sob controle para cada rotina analítica.

Do controle de produtos mais fluidos às formulações mais densas, escolha o modelo ideal com precisão, segurança e versatilidade.



CAPVIS-5S

CAPVIS-8S



PRECISÃO

Medições confiáveis
para decisões
seguras.



SEGURANÇA

Resultados consistentes
que trazem tranquilidade
ao seu processo.



VERSATILIDADE

Do líquido mais fluido
à formação mais
densa.



EFICIÊNCIA

Padronização e controle
que aumentam sua
produtividade.



TECNOLOGIA PARA MEDIR COM CONFIANÇA.
FLEXIBILIDADE PARA EVOLUIR COM O SEU MERCADO.

SEGMENTOS ATENDIDOS



LATICÍNIOS



FARMACÊUTICO



COSMÉTICO



ALIMENTÍCIO



QUÍMICO



PETROQUÍMICO



Cap-Lab

Tudo para o seu laboratório

COMPARE E ESCOLHA O MODELO IDEAL PARA SUA NECESSIDADE

COMPARE OS MODELOS	CAPVIS-5S	CAPVIS-8S
FAIXA DE MEDIÇÃO	1 a 100.000 mPa·s	1 a 2.000.000 mPa·s
VELOCIDADES	6, 12, 30 e 60 RPM	0,3 a 60 RPM
INDICAÇÃO	Indicado para baixa e média viscosidade	Recomendado para maior variação de consistência
APLICAÇÕES	Xaropes farmacêuticos, soluções, shampoos, detergentes, óleos leves, bebidas, loções, leite e produtos derivados: bebidas lácteas, cremes, iogurtes, doces de leite cremosos e produtos de baixa e média viscosidade.	Cremes, pomadas, géis, máscaras capilares, mel, molhos, maionese, tintas, resinas, adesivos, graxas e produtos derivados de leite: Requeijões, cream cheese, queijos fundidos, doces de leite para corte, manteiga, margarinas e demais produtos de alta consistência.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- ✓ Resultados mais consistentes;
- ✓ Maior amplitude de uso;
- ✓ Eficiência para padronização de produtos;
- ✓ **Segurança:** evita escolha de faixa insuficiente para rotinas atuais ou futuras;
- ✓ **Versatilidade:** atende variações de consistência e aplicações mais densas.



ENTRE EM CONTATO COM A CAP-LAB
SOLICITE INFORMAÇÕES.



 **Cap-Lab**
Tudo para o seu laboratório



✉ vendas@cap-lab.com.br

☎ (11) 2319 6800

☎ (11) 93318 1416

📍 Av. Papa João XXIII, 2353 – Galpão A | Lot. Industrial Coral, Mauá – SP, 09370-800